



DATOS TÉCNICOS

KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Cama Eléctrica, Modelo CR400 y CR400ICU



Las camas de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. Están diseñadas para funcionar de manera segura con un paciente de 551 libras (250 kg), cuando se utiliza la cama eléctrica CR400. Nuestra cama de hospital proporciona un excelente nivel de comodidad para el paciente y el personal del hospital, ya que es completamente ajustable en todos los movimientos. La cama eléctrica de la CR400 UCI tiene las mismas funciones que la CR400, con una sección posterior fenólica radiotransparente añadida, lo que la convierte en la opción perfecta para los pacientes que se encuentran en la sala de la UCI.

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DS 020-00-05/March/2021



DATOS TÉCNICOS

KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Cama Eléctrica, Modelo CR400 y CR400ICU

Modelo	CR400 / CR400ICU			
Las dimensiones y ángulos tienen una tolerancia del 5%.				
Especificaciones				
Estructura/Marco	Hecho de acero con acabado de esmalte epoxi sin plomo; barandillas, reposacabezas, reposapiés y componentes electrónicos de materiales libres de toxinas			
Dimensiones	Plataforma Interna 860 x 1920 mm (33.9 x 75.6 in) 910 x 1920 mm (35.8 x 75.6 in)	Superficie Útil Para Dormir 860 x 2032 mm (33.9 x 80.0 in) 910 x 2032 mm (35.8 x 80.0 in)	General 1010 x 2140 mm (39.8 x 84.3 in) 1060 x 2140 mm (41.7 x 84.3 in)	Extensión (Opcional) + 180 mm (+ 7.1 in)
Altura Ajustable	390-760 mm (15.3 - 29.9 in) (plataforma de acero) 400-770 mm (15.7 - 30.3 in) (plataforma de PP o ABS)			
Ajuste Posterior	0-70°			
Ajuste De Rodilla	0-40°			
Trendelenburg	15°			
Trendelenburg Inverso	15°			
Capacidad De Carga	máximo. 250 kg (551 lbs)			
Ruedas De Cama	Cuatro casters de 125 mm (4.9 in); Sistema central de bloqueo y dirección			
Modo De Control De Transmisión	Cuatro sistemas de motor de baja tensión			
Tensión De Alimentación Y Frecuencia	100-240V; 50-60HZ			
Batería Recargable De Repuesto	24V 2.0Ah (60 veces de uso después de la carga completa)			
Nivel Impermeable	IPX4 (opción IP66)			
Certificación De Normas De Seguridad Médica	IEC 60601-2-52			

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
 www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
 Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DS 020-00-05/March/2021



DATOS TÉCNICOS

KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Cama Eléctrica, Modelo CR400 y CR400ICU

Equipamiento Funcional	
Modelo	CR400 / CR400ICU
Regresión Automática	Espalda / glúteo : 10cm (3.9 in) / 2cm (0.8 in)
Especificación De Barandal Lateral Material PP O ABS De Superficie Lisa	El barandal plegable de cuatro piezas se puede colocar hacia arriba y hacia abajo verticalmente, quedando por debajo del colchón con mejor protección y con la ayuda de resorte de gas.
Construir En La Unidad De Control	Interior x 2, Exterior x 2
Panel De Control De Enfermería	ACP 03
Gancho Urinal	Ambos lados con 3 ganchos
Toma De Poste IV	4 espacios (uno en cada esquina)
Superficie Durmiente	10 placas de acero o placas PP con orificios de ventilación y desmontables
Tablero	Material PP o ABS, desmontable para emergencias con parachoques giratorio
Espacio Para Poste De Elevación	Disponible en ambos lados de la cabeza

Certificado en ISO 9001:2015

Certificado en ISO 13485: 2016 / EN ISO 13485:2016

Registrado en la FDA

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
 Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imagenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DS 020-00-05/March/2021