

DATOS TÉCNICOS

KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Camilla Para Trauma, Modelo CRS20



Las camillas de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. Están diseñadas para funcionar de manera segura con pacientes de 300 kg (661 lb) cuando se usa la camilla de trauma CRS20. Para que los pacientes sean transportados al hospital. Incluye un cassette de rayos X incorporado que evita movimientos innecesarios y reduce el riesgo de lesiones.

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.



DATOS TÉCNICOS

KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Camilla Para Trauma, Modelo CRS20

| Modelo | CRS20 Camilla Para Trauma |
|--|---|
| Dimensiones y ángulos tienen 5% de tolerancia. | |
| Especificaciones | |
| Plataforma De Dimensiones (Dimensión General) | 619 x 1885 mm (795 x 2100 mm) – 24.37 x 74.21 in (31.30 x 82.68 in) |
| Altura Ajustable | 580~930 mm (22.84-36.61 in) |
| Ajuste De Espalda | 0 - 90° asistido por doble resorte de gas |
| Ajuste De Rodilla | 0 - 35° asistido por doble resorte de gas |
| Trendelenburg | 0 - 18° asistido por pedal |
| Reverse Trendelenburg | 0 - 18° asistido por pedal |
| Columna Hidráulica | Sistema de bomba hidráulica doble |
| Superficie Para Dormir | 2 secciones, material fenólico (translúcido de rayos X) |
| Capacidad De Carga | Peso máximo del paciente: 300 kg (661lbs) Peso de seguridad: 380 kg (838 lbs) |
| Equipamiento Funcional | |
| Tipo De Barandal | L1450 x H350 mm (L57" x H14") colapsables, de aluminio y acero inoxidable |
| Ruedas | Cuatro ruedas de 8"; Control de ruedas con sistema central de bloqueo y dirección |
| 5ª Rueda Central | Una rueda de 6" ; rueda retráctil |
| Barras De Empuje Plegable | 4 unidades (frontal x 2; trasera x 2); En forma de P con cubierta de espuma |
| Gancho Urinal | Ambos lados |
| Encajes Adicionales | 4 unidades (frontales x 2, traseras x 2) |
| Poste De Infusión | 2 unidades en esquinas diagonales |
| Parachoques Lateral | Parachoques de plástico en los lados largos |
| Parachoques De Esquina | Protección de ruedas rotantes de caucho de 8cm en las cuatros esquinas |
| Colchón | 7cm (3 in), impermeable |
| Base | Material ABS; Con soporte de oxígeno y compartimento de almacenamiento |

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
 www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
 Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imagenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DS 017-00-05/March/2021



DATOS TÉCNICOS

KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC., Camilla Para Trauma, Modelo CRS20

Certificado en ISO 9001:2015

Certificado en ISO 13485: 2016 / EN ISO 13485:2016

Registrado en la FDA

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.