

DATOS TÉCNICOS

Mesa quirúrgica KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. Modelo KL300



Las mesas quirúrgicas de KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. están diseñadas para soportar grandes cargas, 420 kg (925.94 lbs) en la versión electro motorizada KL300. Todos los movimientos son suaves y silenciosos y ofrece un desplazamiento longitudinal eléctrico de 345 mm (13.58") hacia la cabecera, para facilitar la colocación de un equipo de rayos X (arco en C o fluoroscopia). La mesa KL300 es radiotransparente en todas sus secciones.

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.
*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DATOS TÉCNICOS

Mesa quirúrgica KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. Modelo KL300

Datos de movimientos		KL300
Tipo de accionamiento		Electro motorizado
Control electrónico		Microprocesadores
Traslado		Ruedas antiestáticas de 127 mm (5")
Sistema de freno		Motorizado
Movimientos mecánicos	Cabecera desmontable	Ajustable continuamente en +45°/-45°
	Piñeras independientes desmontables, asistidas por pistones neumáticos	Abatibles continuamente: ARRIBA: +38° ± 1° ABAJO: -90° ± 1° movimiento de tijera de 0° a 180°
	Elevador de región lumbar	110 mm (4"), opcional
Control	Control remoto	Si
	Control infrarrojo	Sí, Opcional
	Mando en la columna	Si
Movimientos electro motorizados	Elevación y descenso de la columna (con respecto al piso)	700 – 1000 mm (27.55" – 39.37")
	Fowler (movimiento continuo del respaldo)	ARRIBA: +70° ABAJO: -30° *Configurable ± 10°
	Desplazamiento longitudinal del tablero	345 mm (13.58")
	Trendelenburg	30° ± 1°
	Trendelenburg inverso	30° ± 1°
	Inclinación lateral izquierda	20° ± 1°
	Inclinación lateral derecha	20° ± 1°
Flex-Reflex	140° ± 1° 100° ± 1°	
Función Retorno automático del tablero a posición horizontal		Si
Selección de orientación del paciente		Sí, Mediante intercambio manual de las secciones de respaldo y cabecera con piernas.
Función de emergencia por falla de control remoto		Sí, en el control de la columna, para activar todos los movimientos.

Datos físicos		KL300
Capacidad de carga		420 Kg (925.94 lbs)
Base		Acero Inoxidable
Cubierta de la base		ABS altamente resistente a tensiones mecánicas o Acero Inoxidable
Columna		Acero inoxidable
Estructura de la superficie		Acero inoxidable
Rieles laterales		Acero inoxidable
Tablero	Material	Fenólico. Totalmente radiotransparente

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.

DATOS TÉCNICOS

Mesa quirúrgica KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC. Modelo KL300

Datos físicos		KL300
	Cantidad de secciones	5 a 7 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabecera ▪ Pierneras dobles ▪ Pelvis ▪ Sección renal ▪ Dorso (dos piezas, opcional una pieza)
Longitud total desde el extremo de la cabecera hasta el extremo de las pierneras		2150 mm (84.65")
Ancho del tablero (incluyendo los rieles laterales)		535 mm (21.06")
Cojines	Material	Viscoelásticos, removibles independientes (uno para cada sección del tablero), antiestáticos, sin costuras para una fácil limpieza
	Espesor	50.80 mm (2") opcional 76.20 mm (3")
	Radiotransparencia	Si

Datos eléctricos		KL300
Alimentación de entrada		90 – 130 V / 200 – 240 V
Frecuencia de entrada		50 / 60 Hz
Fusible de red - normal		3A / 250 V
Consumo Máximo de potencia de entrada		350 VA
Grado de protección de líquidos		IPX 4
Escala de protección contra corrientes eléctricas		Tipo B
Baterías recargables	Autonomía	160 horas
	Indicador de carga	Si
	Voltaje	12V 5A
	Tiempo de carga a la capacidad total	12 horas



Certificado en ISO 9001:2015
 Certificado en ISO 13485: 2016 / EN ISO 13485:2016
 Registrado en la FDA

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
 www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
 Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.
 *Las imagenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.



DATOS TÉCNICOS

**Mesa quirúrgica KLYO MEDICAL SYSTEMS, INC.
Modelo KL300**

1464 NW 82nd Ave. – Doral, FL – 33126
www.klyomedical.com – sales@klyomedical.com
Tel. 1 (305) 330-5025

*KLYO Medical Systems, INC., se reserva el derecho a cambios en especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Las imágenes mostradas son sólo para propósitos demostrativos.